

	FORMATO PRUEBAS NO ACREDITADAS PARASITOLOGÍA	Identificación: FOR-PAR-10
		Versión: 0
		Fecha de creación: 16/Enero/2017
		Fecha actualización: 16/Enero/2017

I. FASE PREANALITICA

FECHA							
UROANALISIS							
La muestra corresponde al ciclo a evaluar							
Utilizó material completamente limpio							
Tiras Reactivas	Caducidad						
	Temperatura						
Los controles anteriores al proceso de la muestra, están dentro de los valores establecidos	Glucosa mg/dL	CP 100-250					
		CN Negativo					
	Bilirrubina	CP ≥ Bajo					
		CN Negativo					
	Cetonas	CP ≥ Trazas					
		CN Negativo					
	Gravedad	CP 1.000-1.015					
		CN 1.010-1.025					
	Sangre	CP-Mod- alto					
		CN Negativo					
	pH	CP ≥ 8.0					
		CN 6.0-7.0					
	Proteínas mg/dL	CP trazas 100					
		CN Negativo					
	Urobilinógeno mg/dL	CP ≥ 2					
		CN 0.2-1.0					
Nitritos	CP Positivo						
	CN Negativo						
Leucocitos	CP trazas-mod						
	CN Negativo						

II. FASE ANALITICA

Instrumento en condiciones	Mantenimiento diario						
Muestra bien homogenizada							
Se depositó la muestra de forma adecuada							
Se introdujo la tira al equipo en el tiempo adecuado							
Los controles del proceso están dentro de los valores establecidos	Glucosa mg/dL	CP 100-250					
		CN Negativo					
	Bilirrubina	CP ≥ Bajo					
		CN Negativo					
	Cetonas	CP ≥ Trazas					
		CN Negativo					
	Gravedad	CP 1.000-1.015					
		CN 1.010-1.025					
	Sangre	CP-Mod- alto					
		CN Negativo					
	pH	CP ≥ 8.0					
		CN 6.0-7.0					
	Proteínas mg/dL	CP trazas 100					
		CN Negativo					
	Urobilinógeno mg/dL	CP ≥ 2					
		CN 0.2-1.0					
Nitritos	CP Positivo						
	CN Negativo						
Leucocitos	CP trazas-mod						
	CN Negativo						

III. FASE POSTANALITICA

Los resultados obtenidos son reportados correctamente	Glucosa						
	Bilirrubina						
	Cetonas						
	Gravedad						
	Sangre						
	pH						
	Proteínas						
	Urobilinógeno						
	Nitritos						
Leucocitos							
Nombre del químico que verifico los datos					Firma		

	FORMATO PRUEBAS NO ACREDITADAS PARASITOLOGÍA	Identificación: FOR-PAR-10
		Versión: 0
		Fecha de creación: 16/Enero/2017
		Fecha actualización: 16/Enero/2017

I. FASE PREANALITICA

FECHA							
MUESTRA DE COPROPARASITOSCÓPICO							
La muestra corresponde al ciclo a evaluar							
Material limpio y estéril							
Reactivos	Caducidad						
	Temperatura						
	Preparación adecuada						
Equipo en condiciones adecuadas	Mantenimiento del microscopio						
Tiempo de envío de recepción de las muestras	Fecha envió:						
	Fecha que inicia el análisis:						

II. FASE ANALITICA

Muestra se homogenizo correctamente						
Cantidad adecuada de muestra						
Utilizó material visual						
Utilizó material de referencia (coprario)						
Interpretación correcta del químico						

III. FASE POSTANALITICA

Los resultados obtenidos son reportados correctamente						
Nombre del químico que verifico los datos				Firma		