



FORMATO

MANTENIMIENTO XT 1800i

Identificación:
 FOR-HEM-02
Versión: 0
Fecha creación:
 03/Octubre/2017
Fecha actualización:
 03/Octubre/2017

TENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

MES: _____ AÑO: _____

DIARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Shutdown																															
Nivel del líquido de la cámara de retención																															
MENSUAL / CADA 1500 CICLOS																															
Limpieza de bandejas izquierda y derecha																															
Limpieza del carro muestreador																															
Limpiar racks de las muestras																															
Limpiar la válvula de muestras SRV																															
Limpiar la bandeja de la SRV																															
Limpiar la bandeja de la aguja M. automático																															
Verificar y Vaciar el recipiente de residuos																															
Limpiar bandeja inferior de modo manual																															
Limpiar el vaso de lavado del modo manual																															
SEGÚN REQUERIMIENTO (Preventivo o Correctivo)																															
Eliminar coágulos																															
Limpiar la apertura del detector de RBC																															
Eliminación de burbujas de aire																															
Limpieza de la célula de flujo																															
Reposición y registro de reactivos																															
Situación de fusibles																															
Ajuste de presión y vacío																															
OBSERVACIONES:																															

MARCA	FABRICANTE	NUMERO DE SERIE	FECHA DE RECEPCION	FECHA DE INICIO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FIRMA
XT 1800 i	SYSMEX - ROCHE	69848	08 Octubre 2012	10 Octubre 2012		