



# FORMATO

## Pruebas no acreditadas Hematología

**Identificación:**  
FOR-HEM-08

**Versión:** 0

**Fecha creación:**  
7/Febrero/2017

**Inicio actualización:**  
7/Febrero/2017

### I. FASE PREANALITICA

<b>FECHA</b>							
La muestra corresponde al ciclo a evaluar							
<b>Reactivos</b>	Caducidad						
	Temperatura						
	Volumen						
<b>Instrumento en condiciones adecuadas</b>	Mantenimiento						
<b>Muestra problema</b>	Se encuentra en condiciones adecuadas de almacenamiento (refrigeración)						
<b>Los controles anteriores al proceso de la muestra (una semana), están dentro de los valores establecidos</b>	L1 g/dL	5.5 - 6.3					
	L2 g/dL	11.8 - 13.0					
	L3 g/dL	15.5 - 17.1					

### II. FASE ANALITICA

<b>Instrumento en condiciones adecuadas</b>	Encendido adecuado						
	Background inicial						
Muestra bien homogenizada							
Cantidad adecuada de muestra							
<b>Los controles del proceso están dentro de los valores establecidos</b>	L1 g/dL	5.5 - 6.3					
	L2 g/dL	11.8 - 13.0					
	L3 g/dL	15.5 - 17.1					

### III. FASE POSTANALITICA

<b>Los resultados obtenidos son reportados correctamente</b>	Hemoglobina Valor:						
<b>Método del reporte adecuado</b>	Método 7						
<b>Nombre del químico que verifico los datos</b>				<b>Firma</b>			