

# **FORMATO** **Pruebas no acreditadas** **Química Clínica**

**Identificación:**

**FOR-QCL-07**

**Versión: 0**

**Fecha de creación:**


**16/Enero/2017**

**Fecha actualización:**

**16/Enero/2017**

## **1. FASE PREANALITICA**

| FECHA                                                                                                    |                     |                  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|
| La muestra corresponde al ciclo a evaluar                                                                |                     |                  |  |  |  |  |  |  |
| La muestra liofilizada se preparó correctamente                                                          |                     |                  |  |  |  |  |  |  |
| Reactivos                                                                                                | Caducidad           |                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                          | Temperatura         |                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                          | Volumen             |                  |  |  |  |  |  |  |
| Los controles anteriores al proceso de la muestra (una semana), están dentro de los valores establecidos | Glucosa mg/dL       | PCCC1 86-116     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                          |                     | PCCC2 204-276    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                          | Urea mg/dL          | PCCC1 32.9-44.3  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                          |                     | PCCC2 100-136    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                          | Creatinina mg/dL    | PCCC1 3.07-4.45  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                          |                     | PCCC2 0.86-1.22  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                          | Ac. Úrico mg/dL     | PCCC1 4.16-5.66  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                          |                     | PCCC2 8.6-11.6   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                          | Colesterol mg/dL    | PCCC1 82.3-111.1 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                          |                     | PCCC2 145-199    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                          | Triglicéridos mg/dL | PCCC1 94-124     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                          |                     | PCCC2 174-234    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                          | HdL mg/dL           | PCCC1 24.9-40.5  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                          |                     | PCCC2 46.8-76.2  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                          | AST U/L             | PCCC1 37.7-54.5  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                          |                     | PCCC2 115-169    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                          | ALT U/L             | PCCC1 37.6-53.8  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                          |                     | PCCC2 102-144    |  |  |  |  |  |  |
| B. Directa mg/dL                                                                                         | PCCC1 0.746-1.220   |                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                          | PCCC2 1.80-2.94     |                  |  |  |  |  |  |  |
| B. Total mg/dL                                                                                           | PCCC1 0.84-1.20     |                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                          | PCCC2 3.16-4.54     |                  |  |  |  |  |  |  |
| La calibración está dentro de los valores del factor establecido                                         | Glucosa             |                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                          | Urea                |                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                          | Creatinina          |                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                          | Ac. Úrico           |                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                          | Colesterol          |                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                          | Triglicéridos       |                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                          | HdL                 |                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                          | AST                 |                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                          | ALT                 |                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                          | B. Directa          |                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                          | B. Total            |                  |  |  |  |  |  |  |



# **FORMATO** **Pruebas no acreditadas** **Química Clínica**

**Identificación:**

**FOR-QCL-07**

**Versión: 0**

**Fecha de creación:**

**16/Enero/2017**

**Fecha actualización:**

**16/Enero/2017**

## **2. FASE ANALITICA**

|                                                                    |                                     |                   |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| Instrumento en condiciones adecuadas                               | Mantenimiento diario                |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | Botellón con nivel de agua adecuado |                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | Fotómetro calibrado                 |                   |  |  |  |  |  |  |
| Muestra bien homogenizada                                          |                                     |                   |  |  |  |  |  |  |
| Tiempo adecuado de hidratación                                     |                                     |                   |  |  |  |  |  |  |
| Los controles del proceso están dentro de los valores establecidos | Glucosa mg/dL                       | PCCC1 86-116      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    |                                     | PCCC2 204-276     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | Urea mg/dL                          | PCCC1 32.9-44.3   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    |                                     | PCCC2 100-136     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | Creatinina mg/dL                    | PCCC1 3.07-4.45   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    |                                     | PCCC2 0.86-1.22   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | Ac. Úrico mg/dL                     | PCCC1 4.16-5.66   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    |                                     | PCCC2 8.6-11.6    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | Colesterol mg/dL                    | PCCC1 82.3-111.1  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    |                                     | PCCC2 145-199     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | Triglicéridos mg/dL                 | PCCC1 94-124      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    |                                     | PCCC2 174-234     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | HdL mg/dL                           | PCCC1 24.9-40.5   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    |                                     | PCCC2 46.8-76.2   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | AST U/L                             | PCCC1 37.7-54.5   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    |                                     | PCCC2 115-169     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | ALT U/L                             | PCCC1 37.6-53.8   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    |                                     | PCCC2 102-144     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | B. Directa mg/dL                    | PCCC1 0.746-1.220 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    |                                     | PCCC2 1.80-2.94   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    | B. Total mg/dL                      | PCCC1 0.84-1.20   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                    |                                     | PCCC2 3.16-4.54   |  |  |  |  |  |  |

## **3. FASE POSTANALITICA**

|                                                              |               |  |  |  |              |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--------------|--|--|--|
| <b>Los resultados obtenidos son reportados correctamente</b> | Glucosa       |  |  |  |              |  |  |  |
|                                                              | Urea          |  |  |  |              |  |  |  |
|                                                              | Creatinina    |  |  |  |              |  |  |  |
|                                                              | Ac. Úrico     |  |  |  |              |  |  |  |
|                                                              | Colesterol    |  |  |  |              |  |  |  |
|                                                              | Triglicéridos |  |  |  |              |  |  |  |
|                                                              | HdL           |  |  |  |              |  |  |  |
|                                                              | AST           |  |  |  |              |  |  |  |
|                                                              | ALT           |  |  |  |              |  |  |  |
|                                                              | B. Directa    |  |  |  |              |  |  |  |
|                                                              | B. Total      |  |  |  |              |  |  |  |
| <b>Observaciones</b>                                         |               |  |  |  |              |  |  |  |
| <b>Nombre del químico que verifico los datos</b>             |               |  |  |  | <b>Firma</b> |  |  |  |