



LISTA DE ADITIVOS UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE NP EN EL CENTRO DE MEZCLAS



CLASIFICACIÓN	ADITIVOS	PRESENTACIÓN		mEq	mL
ELECTROLITOS	BICARBONATO DE SODIO 7.5 %	AMP 10 MI	HCO ₃ mEq, Na/8.9 mEq	8.9	10.0
	CLORURO DE POTASIO	AMP 20 mEq/5 ml	K/20 mEq, cl/20 mEq	20	5.0
	CLORURO DE POTASIO	AMP 20 mEq/10 ml	K/20 mEq, cl/20 mEq	20	10.0
	CLORURO DE SODIO 17.70%	AMP 30 mEq/10 ml	Na/30 mEq, Cl/30 mEq	30	10.0
	FOSFATO DE POTASIO	AMP 20 mEq/10 ml AMP 11.1 mmol	K/20 mEq, H ₂ PO ₄ /20 mEq	20	10.0 10.0
	GLUCONATO DE CALCIO	AMP 1 g/10 ml	CA/4.5 mEq	4.5	10.0
	SULFATODE MAGNESIO AL 10%	AMP 8.1 mEq/10 ml AMP 1g	Mg/8.1, SO ₄ /8.1 mEq	8.1	10.0 10.0
	VITAMINAS				
	MVI 12 ADULTO	VIAL 5 ml			5.0
	MVI 12 PEDIATRICO	VIAL 5 ml			5.0
	VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO)	AMP 1g/10 ml			10.0
	VITAMINA K	AMP 1g/0.5 ml			0.5
	VITAMINA K	AMP 10g/1 ml			1.0
	VITAMINA K	AMP 50mg/10 ml			5.0
OLIGOELEMENTOS EN FORMA MULTIPLE	OLIGO. (TRACEFUSIN)	VIAL 20 ml			20.0
	OLIGO. (TRACITRANS)	AMP 10 ml			10.0
OLIGOELEMENTOS EN FORMA INDIVIDUAL	ZINC	AMP 3 mg/3ml			3.0
VARIOS	RANITIDINA	AMP 50 mg/2ml			2.0
	RANITIDINA	AMP 50 mg/5ml			5.0
	HEPARINA 1000 UI/ML	VIAL 10 ml			10.0
	HEPARINA 5000 UI/ML	VIAL 10 ml			10.0
	CARNITINA	AMP 1g/5ml			5.0
	INSULINA RÁPIDA HUMANA	VIAL 100 UI/ml			10.0
	INSULINA BOVINA	VIAL 100 UI/ml			10.0
	ALBUMINA HUMANA 25%	VIAL 12.5g/50 ml			50.0
	ACIDO FOLINICO	AMP 3mg/1ml			1.0
	ALBUMINA HUMANA 20%	VIAL 10G/50ml			50.0

AMP= AMPOLLETA
mmol=MILIMOLES
mg=MILIGRAMOS

mEq= MILIEQUIVALENTES
mL=MILILITROS