



**MATRIZ PARA ASIGNACION ESTABILIDAD DE
NUTRICIONES PARENTERALES 2 EN 1**



DOC 7.5 CM 02	Pág. 1 de 1	Elaborado por: Responsable CM
Rev.: 0	Fecha de Rev.: 14/08/2006	Aprobado por: Secretario Administrativo

COMPONENTES	CONTENEDOR	ALMACENAMIENTO	ESTABILIDAD
Mezcla de Amino'acidos 8.0%, 8.5% y 10% s/e aminoácidos 8.5% c/e y Glucosa 6% - 70%.	VIAFLEX/EVA	2-8 °C	15 DÍAS
Mezcla de Amino'acidos 8.0%, 8.5% y 10% s/e aminoácidos 8.5% c/e y Glucosa 6% - 70%, Agua inyectable y solución salina 0.9%.	VIAFLEX/EVA	2-8 °C	8 DÍAS
Mezcla de Aminoácidos 8.0% , 8.5% y 10% s/e, aminoácidos 8.5% c/e y Glucosa 6%- 70%, con electrolitos adicionales (SIN VITAMINAS), con elementos traza en forma múltiple. (VER LIMITES en los anexos 2,3 y 4)	VIAFLEX/EVA	2-8 °C	8 DÍAS
Mezcla de Aminoácidos 8.0% , 8.5% c/e y s/e, 10%. Glucosa 6% - 70 % y Multivitamínico y/o vitamina K. Excepto Vit. C). (VER LIMITES en los anexos 2.3 y 4)	VIAFLEX/EVA	2-8 ° C	2 DIAS PROTEGER DE LA LUZ
Mezcle de Aminoácidos 8.0%, 8.5% Y 10% s/e, aminoácidos 8.5% c/e, Glucosa 6% - 70%, Agua inyectable y solución salina 0.9%, oligometales en forma múltiple, multivitamínico y, vitamina K heparina, insulina y ácido fólico y carnitina. (VER LIMITES en los anexos 2.3 y4)	VIAFLEX/EVA	2-8 °C	2 DIAS PROTEGER DE LA LUZ
Mezcla de Aminoácidos 8.0% , 8.5% c/e y s/e, 10%, Glucosa 6% - 70 % y Multivitamínico y/o vitamina K. Vitamina C y albumina. (VER LIMITES en los anexos 2.3 y 4)	VIAFLEX/EVA	2-8 °C	1 DIA PROTEGER DE LA LUZ
Mezcla de aminoácidos 8.0%, 8.5% y 10% s/e, aminoácidos8.5% c/e, Glucosa 6% - 70%, agua inyectable y solución salina 0.9%, oligometales en forma múltiple, multivitamínico. Vitamina K , Vitamina C, heparina, insulina, glutamina,carnitina y albúmina.(VER LIMITES en los anexos 2.3 y4)	VIAFLEX/EVA	2-8 °C	1 DIA PROTEGER DE LA LUZ
Lípidos 10% ó 20 % por separado	EVA	2-8 °C	8 DIAS
	Jeringa de polipropileno	2-8 °C	5 DIAS