



Universidad Autónoma de Chihuahua

FACULTAD DE MEDICINA

INSTRUCTIVO PARA CONTROL DE FUMIGACIONES



ITR 8.2 CM 03	Pág. 1 de 3	Elaborado por: Coordinador CM
Rev.: 0	Fecha de Rev.: 13/11/2006	Aprobado por: Secretario Administrativo

1. OBJETIVO Y ALCANCE.

1.1 Objetivo.

Describir el proceso y establecer un control de fumigaciones en el Centro de Mezclas

1.2 Alcance.

Aplica al personal encargado de llevar a cabo el control de fumigaciones y a todo el personal del CM UACH.

2. DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍAS.

N/A

3. INSTRUCTIVO.

3.1 Se cuenta con dos trampas de goma, las cuales están ubicadas al lado de cada uno de los dos accesos al centro de mezclas uach.

3.1.1 Se revisaran diariamente registrándolo en el FOR 7.5 CM 08, así como mensualmente registrándolo en el FOR 8.2 ISO 20.

3.1.2 La goma se cambiara de acuerdo a la cantidad de polvo que tenga acumulado, o bien si se encuentra algún roedor atrapado.

3.2 Se cuenta con una estación cebadera de plástico ubicada en el cuarto que se encuentra a lado de la entrada al centro de mezclas, el cual protege un retorno de aire.

3.2.1 La estación cebadera de plástico contiene un rodenticida llamado vengeance blox el cual esta compuesto por bromadiolona al 0.005% y la estación contiene de 5 a 15 blox.



Universidad Autónoma de Chihuahua

FACULTAD DE MEDICINA

INSTRUCTIVO PARA CONTROL DE FUMIGACIONES



ITR 8.2 CM 03	Pág. 2 de 3	Elaborado por: Coordinador CM
Rev.: 0	Fecha de Rev.: 13/11/2006	Aprobado por: Secretario Administrativo

3.2.2 A la estación cebadera se le dará servicio cada mes, la revisión incluye cambiar el cebo y verificar que la trampa se encuentre en buenas condiciones, este manejo lo llevara a cabo el representante de la compañía fumigadora.

3.3 Para la fumigación del centro de mezclas uach se cuenta con un manejo integrado de plagas en el cual se hace una aplicación mensual en las áreas generales de este local, que incluye únicamente la recepción, esto con el fin de llevar un control adecuado con respecto al manejo de insectos rastreros.

3.3.1 El insecticida utilizado para la fumigación es fendona, el cual esta compuesto por alfacipermetrina al 5.83 %, y lo llevara a cabo el representante de la compañía fumigadora.

4. REFERENCIAS.

4.1 Procedimientos y documentos de trabajo Relacionados.

Procedimiento.	Código.	Tiempo de retención
Procedimiento para la preparación de soluciones NP	PRO 7.5 CM 10	Mientras esté en uso

5. FORMATOS.

Nombre.	Código.	Tiempo de retención
Lista Maestra	FOR 4.2 ISO 01	Mientras esté en uso
Formato de registro de verificación diaria de trampas de goma	FOR 7.5 CM 08	Un año



Universidad Autónoma de Chihuahua

FACULTAD DE MEDICINA

INSTRUCTIVO PARA CONTROL DE FUMIGACIONES



ITR 8.2 CM 03	Pág. 3 de 3	Elaborado por: Coordinador CM
Rev.: 0	Fecha de Rev.: 13/11/2006	Aprobado por: Secretario Administrativo

Verificación mensual de trampas de goma	FOR 8.2 ISO 20	Un año
Reporte mensual de insecticidas	FOR 7.5 CM 17	Un año
Reporte mensual de estaciones rodenticidas externas	FOR 8.2 ISO 18	Un año

6. HISTORIAL DE REVISIONES.

Número de Revisión.	Descripción.	Fecha.