



PERFIL DE PUESTO DE TECNICO ESPECIALIZADO DEL CENTRO DE MEZCLAS



DOC 6.2 ISO 15	Pag. 1 de 2	Elaborado por: Veronica Moreno
Rev: 4	Fecha de rev:11/09/2008	Aprobado por: Secretario Administrativo

1. PERFIL:

Escolaridad

- o Poseer como mínimo el grado de bachillerato general y/o Ciencias de la Salud o Carrera Técnica en Análisis Clínicos

Formación

- o Diploma o Constancia de certificación para preparar NPT
- o Contar con el curso de Auditor Interno y conocimientos de la norma ISO 9001-2000.

Experiencia

- o No indispensable

Habilidad

- o Manejo de equipo e instrumental de laboratorio

Otras

- o Disponibilidad de horario.

2. FUNCIONES:

- 2.1 Determinar Preparar el hipoclorito de sodio a una concentración de 400 ppm, agente sanitizante utilizado para la asepsia del área controlada y cuarto de cambio.
- 2.2 Preparar las nutriciones parentenales (NPT) dentro del área controlada, una vez surtida por el químico especialista o el químico encargado del Centro de Mezclas.
- 2.3 Después de llevar a cabo todos los procedimientos correspondientes de verificación.
- 2.4 Regresar todos los frascos cerrados no utilizados en la preparación, al área del almacén para que se realice su movimiento de inventario correspondiente.



PERFIL DE PUESTO DE TECNICO ESPECIALIZADO DEL CENTRO DE MEZCLAS



DOC 6.2 ISO 15	Pag. 2 de 2	Elaborado por: Veronica Moreno
Rev: 4	Fecha de rev:11/09/2008	Aprobado por: Secretario Administrativo

- 2.5 Cabe mencionar que las NPT se preparan una a la vez, con el fin de eliminar el riesgo de algún error.
- 2.6 Una vez terminada la producción del día, se procede a la sanitización diaria del área controlada, de la campana de flujo laminar horizontal (CFLH), así como del cuarto de cambio.
- 2.7 Semanalmente realiza una sanitización general del área controlada y cuarto de cambio.
- 2.8 Lavar todos los contenedores utilizados en la sanitización diariamente.
- 2.9 Diariamente capturar a cada uno de los pacientes en el sistema para control de cierre de mes, registrando el volumen de cada uno de los productos utilizados en la preparación de la NPT.
- 2.10 Diariamente capturar para control del cierre de mes todos los productos o materiales que ingresaron al sistema en el archivo de entradas correspondiente.
- 2.11 Diariamente capturar en el archivo correspondiente los nombres de los pacientes y el tipo de NPT para control del cierre de mes.
- 2.12 De acuerdo a los procedimientos establecidos en el Centro de Mezclas registrar todas las actividades, así como monitoreos necesarios para cumplir con el control de Calidad en los formatos correspondientes.
- 2.13 Domingos por prescindir de mensajero se encarga de distribuir las NPT a los diferentes hospitales.
- 2.14 Ayudar a almacenar las cajas de productos o materiales surtidos por los proveedores en su lugar correspondiente.
- 2.15 Mantener los uniformes en condiciones de uso (lavados y empacados), que diariamente se utilizan para ingresar al área controlada, para la preparación de la NPT.
- 2.16 Demás funciones asignadas por su jefe inmediato.