



PERFIL DE PUESTO DE TECNICO ESPECIALIZADO DEL CENTRO DE MEZCLAS



| | | |
|----------------|-------------------------|---|
| DOC 6.2 ISO 15 | Pag. 1 de 2 | Elaborado por: Lorena Landeros |
| Rev: 3 | Fecha de rev: 1/08/2006 | Aprobado por: Secretario Administrativo |

1. PERFIL:

Escolaridad

- o Poseer como mínimo el grado de bachillerato general y/o Ciencias de la Salud o Carrera Técnica en Análisis Clínicos

Formación

- o Diplomado de certificación para preparar NPT
- o Contar con el curso de Auditor Interno y conocimientos de la norma ISO 9001-2000.

Experiencia

- o No indispensable

Habilidad

- o Manejo de equipo e instrumental de laboratorio

Otras

- o Disponibilidad de horario.

2. FUNCIONES:

- 2.1 Determinar Preparar el hipoclorito de sodio a una concentración de 400 ppm, agente sanitizante utilizado para la asepsia del área controlada y cuarto de cambio.
- 2.2 Preparar las nutriciones parentenales (NPT) dentro del área controlada, una vez surtida por el químico especialista o el químico encargado del Centro de Mezclas.
- 2.3 Después de llevar a cabo todos los procedimientos correspondientes de verificación.
- 2.4 Regresar todos los frascos cerrados no utilizados en la preparación, al área del almacén para que se realice su movimiento de inventario correspondiente.



**PERFIL DE PUESTO DE TECNICO
ESPECIALIZADO DEL CENTRO DE MEZCLAS**



| | | |
|----------------|-------------------------|---|
| DOC 6.2 ISO 15 | Pag. 2 de 2 | Elaborado por: Lorena Landeros |
| Rev: 3 | Fecha de rev: 1/08/2006 | Aprobado por: Secretario Administrativo |

- 2.5 Cabe mencionar que las NPT se preparan una a la vez, con el fin de eliminar el riesgo de algún error.
- 2.6 Una vez terminada la producción del día, se procede a la sanitización diaria del área controlada, de la campana de flujo laminar horizontal (CFLH), así como del cuarto de cambio.
- 2.7 Semanalmente realiza una sanitización general del área controlada y cuarto de cambio.
- 2.8 Lavar todos los contenedores utilizados en la sanitización diariamente.
- 2.9 Diariamente capturar a cada uno de los pacientes en el sistema para control de cierre de mes, registrando el volumen de cada uno de los productos utilizados en la preparación de la NPT.
- 2.10 Diariamente capturar para control del cierre de mes todos los productos o materiales que ingresaron al sistema en el archivo de entradas correspondiente.
- 2.11 Diariamente capturar en el archivo correspondiente los nombres de los pacientes y el tipo de NPT para control del cierre de mes.
- 2.12 De acuerdo a los procedimientos establecidos en el Centro de Mezclas registrar todas las actividades, así como monitoreos necesarios para cumplir con el control de Calidad en los formatos correspondientes.
- 2.13 Domingos por prescindir de mensajero se encarga de distribuir las NPT a los diferentes hospitales.
- 2.14 Ayudar a almacenar las cajas de productos o materiales surtidos por los proveedores en su lugar correspondiente.
- 2.15 Mantener los uniformes en condiciones de uso (lavados y empacados), que diariamente se utilizan para ingresar al área controlada, para la preparación de la NPT.
- 2.16 Demás funciones asignadas por su jefe inmediato.